



## Linea Accessori



## Gli elementi essenziali per la cura della stomia



Esplora l'ampia gamma di prodotti essenziali per una gestione ottimale della stomia, accuratamente progettati per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti stomizzati.

Dalla protezione cutanea alla prevenzione di eventuali perdite, i nostri accessori di qualità sono realizzati per renderti più sicuro nella tua vita quotidiana. Che tu sia alla ricerca di soluzioni affidabili e sicure o di barriere cutanee delicate, i nostri prodotti essenziali per la cura della stomia sapranno soddisfare le tue esigenze.

### Fase 1

## Protezione

Proteggere la cute peristomale fornendo un livello ulteriore di sostegno e barriera tra la tua stomia e la pelle circostante.

### Fase 2

## Sicurezza

Fornire una sicurezza extra migliorando l'adesione della sacca e riducendo al minimo eventuali distacchi, a supporto di uno stile di vita attivo.

### Fase 3

## Cura

Assicurare una cura ottimale della stomia garantendo una delicata rimozione della sacca e preservando la salute della tua pelle.

### Fase 4

## Supporto

Sostenerti grazie ai nostri prodotti indispensabili per la cura della stomia, progettati per promuovere la salute della pelle e fornire un supporto affidabile a specifiche esigenze.



## Linea Protezione - supporto alla protezione della cute peristomale grazie all'utilizzo d

I prodotti della **Linea Protezione** favoriscono l'integrità cutanea preservando la pelle dai dolorosi effetti delle perdite e dal disagio causato dal continuo cambio della sacca.

Creano una barriera protettiva sulla cute peristomale per aiutare a prevenire il contatto diretto con la fuoriuscita di effluenti dallo stoma, riducendo il rischio di irritazioni cutanee e mantenendo la pelle nelle migliori condizioni possibili.

Prodotto	Descrizione	Codice Prodotto	Conf.
<b>Pasta protettiva per cute peristomale</b> (100g)	Pasta senza alcool da utilizzare in caso di irregolarità cutanee peristomali. Livellando le piccole irregolarità della pelle, crea una base ideale per migliorare la tenuta della sacca sullo stoma.	WSP-100	1
<b>Polvere protettiva per cute peristomale</b> (25g)	La polvere fissa gli adesivi delle placche in aree umide e difficili da trattare, che possono causare perdite e dolori alla pelle.	WPP-025	1
<b>Film protettivo per cute peristomale</b> (spray 50ml)	Protegge la pelle dall'esfoliazione dovuta alla continua rimozione dei prodotti per stomia. Disponibile in spray o in salviette.	WBS-050	1
<b>Film protettivo per cute peristomale</b> (Salviette)		WBF-050	50

o di ingredienti delicati sulla pelle.





## Linea Sicurezza - per una sicurezza e un comfort completi a sostegno di uno stile di v

I prodotti della **Linea Sicurezza** forniscono maggiore sicurezza e comfort dove necessari, con una gamma di accessori progettati per farti sentire sicuro e protetto.

Sapere che la tua sacca è ben adesa e che è meno probabile che si verifichino distacchi può essere vantaggioso per uno stile di vita attivo e per la qualità della vita in generale.

Prodotto	Descrizione	Gamma	Codice Prodotto	Conf.
<b>HyperSeal® anelli in idrocolloide</b>	Gli anelli in idrocolloide HyperSeal® si adattano alle diverse forme e dimensioni dello stoma. Seguono perfettamente i contorni del corpo, garantendo una maggiore sicurezza contro eventuali distacchi. Contengono Miele di Manuka di grado medicale.	con Miele di Manuka 50mm - spessore 2,5mm con Miele di Manuka 100 mm - spessore 2,5 mm con Miele di Manuka 50mm - spessore 4mm	XMHWA300 XMHWA350 XMHWA400	20 5 20
<b>Ultraframe® estensori di flangia</b>	Grazie ad un'adesione efficace ed istantanea, gli estensori di flangia UltraFrame® offrono una tenuta altamente sicura che previene eventuali distacchi del dispositivo, garantendo a chi soffre di ernie o irregolarità anatomiche una maggiore sicurezza. Gli estensori di flangia UltraFrame® sono sicuri e discreti grazie al loro design ultrasottile e a basso profilo, nonché alla loro pellicola conformabile, traspirante e trasparente.		XUFWAFH33	20
<b>HydroFrame® estensori di flangia</b>	Gli estensori di flangia HydroFrame® rappresentano la soluzione ideale per coloro che necessitano di maggiore sicurezza per la tenuta del dispositivo di raccolta. Disponibili anche con Miele di Manuka di grado medicale.	HydroFrame® HydroFrame® con Miele di Manuka HydroFrame® Mini con Miele di Manuka	R011853700 XMHWFH33 XMHWAFM33	20 20 30
<b>Cinture</b>	La morbida cintura per stomia garantisce una maggiore sicurezza per tenere in posizione e ben adesa la propria sacca.	Standard 120cm (lunghezza) Large 145cm (lunghezza)	XBLTS01 XBLTL01	1 1

li vita attivo.





## Linea Cura - per preservare la salute della pelle attraverso una facile rimozione de

I prodotti della Linea Cura facilitano una delicata rimozione del dispositivo e proteggono la pelle dagli effetti nocivi dell'esfoliazione e dell'irritazione, senza compromettere l'adesione della nuova sacca.

Progettati per offrirti un aiuto in più durante il processo di rimozione della sacca, i nostri accessori ti consentono di migliorare il comfort nel cambio del dispositivo.

Prodotto	Description	Prodotto Code	Pack Size
<b>Rimuovi adesivo</b> (Spray 50ml)	I rimuovi adesivo permettono una rimozione rapida e delicata dei dispositivi per stomia e proteggono dagli effetti nocivi di ripetute esfoliazioni. Disponibili in spray o in salviette.	WAB-050	1
<b>Rimuovi adesivo</b> (Salviette)		WAD-050	50

della sacca.



Cosa pensano le persone...



**UltraFrame®**

**“ Mia figlia ha nuotato per due ore e la sua sacca è rimasta perfettamente adesiva. Ultraframe è fantastico!”**

**Andrea, Repubblica Ceca**

## Anelli in idrocolloide

**“ Sono così flessibili e facili da usare che grazie al loro utilizzo non ho più avuto problemi con le sacche.”**

P.C, Regno Unito

## Polvere protettiva per cute peristomale

**“ Quando uso la polvere qualsiasi arrossamento o irritazione della pelle praticamente scompare. Ciò aiuta la placca ad aderire meglio.”**

Dati di archivio.



## Gli elementi essenziali per la cura della stomia



Puoi contattare il servizio **"Teleflex Risponde"**  
per domande e richieste campioni al Numero Verde gratuito  
**800-382643**, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 17.30, oppure visita il sito  
[www.wellandmedical.com](http://www.wellandmedical.com)

# Teleflex

**TELEFLEX MEDICAL S.R.L.**

Via Torino 5 · 20814 Varedo (MB)

Tel: +39 0362 58 901 info.it@teleflex.com



**Welland Medical Ltd.**, Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS United Kingdom

Tel: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 Email: info@wellandmedical.com

©Welland Medical 2024 · Welland Medical Ltd. is a CliniMed® Group Company · Welland®, the Welland logo™ and Aurum® are trademarks of CliniMed (Holdings) Ltd.

PID 11544