

Aurum 
with **Manuka Honey**

Gamma di prodotti per Stomia Aurum®



LA NOSTRA GAMMA AURUM®

La nostra gamma Aurum® monopezzo e 2 pezzi per Colostomia, Ileostomia e Urostomia presenta caratteristiche innovative che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei portatori di stomia nel mondo.



Tutti i prodotti contengono il Miele di Manuka, naturale e di grado medicale, all'interno dell'idrocolloide presente sulle placche protettive dermocompatibili, studiate per essere morbide, elastiche e ridurre al minimo le irritazioni della pelle. Le proprietà battericide e di stimolazione del processo di guarigione della cute del Miele di Manuka aiutano a favorire il mantenimento di una pelle sana intorno alla Stomia.

2

Comfort e sicurezza per tutte le dimensioni e le forme di stomie

Flange per soddisfare ogni necessità

Sappiamo che ogni stomia ha le sue peculiarità, per questo motivo la nostra gamma Aurum® presenta differenti tipologie e dimensioni di flange progettate per garantire una maggiore aderenza. Prevengono inoltre che lo stoma venga a contatto con la pelle.



Placca Piana

In grado di adattarsi a stomie regolari dove l'area circostante risulta piana



Placca Convessa

In grado di adattarsi a stomie introflesse o retratte



Placca Profile

In grado di adattarsi in caso di irregolarità cutanee peristomali o ernie parastomali

Aurum®

**LA SALUTE DELLA PELLE
I BENEFICI DEL MIELE DI MANUKA**

**DALLA NATURA
AL NUTRIMENTO**

Storicamente, il miele è sempre stato conosciuto per le sue numerose proprietà terapeutiche clinicamente dimostrate nell'ambito delle medicazioni avanzate.

Ricerche cliniche hanno dimostrato che questo tipo di Miele attivo di Manuka presenta caratteristiche battericide, antinfiammatorie ed è in grado di stimolare la crescita delle cellule, favorendo così il processo di guarigione della cute supportando il benessere della pelle.

L'ingrediente "segreto" del Miele di Manuka

Il Miele di Manuka viene prodotto dal nettare del *Leptospermum scoparium*. Comunemente noto come Manuka o cespuglio dell'albero da tè, questo arbusto è nativo della Nuova Zelanda e fiorisce solo da 2 a 6 settimane all'anno.

Il nettare da cui deriva il miele ha una grande influenza sulle proprietà del miele stesso. I composti biochimici presenti nel nettare del fiore di Manuka danno al miele un ulteriore potere antibatterico: un composto naturale (creato con l'aiuto della saliva delle api) chiamato metilgliosale (MGO).

Tutti i mieli hanno proprietà antibatteriche in quanto contengono perossido di idrogeno. Ma il Miele di Manuka possiede caratteristiche battericide non correlate al perossido di idrogeno. Questa è conosciuta come NPA: attività non perossidica. Il Metilgliosale ha dimostrato di essere attivo contro 60 tipologie di batteri.¹



Il potere dei tre

Ci sono tre attivi naturali che i laboratori misurano per determinare la presenza di "Manuka" nel miele. I risultati vengono in seguito analizzati per ottenere un certo fattore UMF (Unique Manuka Factor).

DHA

Acido cervalico

Presente nel nettare del fiore di Manuka.

MGO

Metilgliosale

Un composto naturale con proprietà antibatteriche ed antimicrobiche che rende il miele di Manuka così speciale.

Leptosperina

Un composto naturale presente solo nel nettare del fiore di Manuka.

16+
UMF

Il miele di manuka utilizzato nei nostri prodotti è classificato UMF 16+. Questo significa che ha una concentrazione minima di metilgliosale (MGO) pari a 572 mg per kilogrammo.

LE CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA AURUM®

Oltre alla presenza di miele di Manuka per uso medicale all'interno delle placche, la maggior parte delle nostre sacche Aurum® ha in comune materiali, caratteristiche e tecnologie accuratamente sviluppati.

LA PLACCA

Placca con idrocolloide amico della pelle contenente Miele di Manuka

Formulata per essere sicura e supportare la salute della cute

L'idrocolloide morbido e flessibile è composto da 5 ingredienti di grado alimentare al fine di ridurre il rischio di reazioni cutanee dovute alla placca. L'idrocolloide è in grado di assorbire l'umidità mantenendo l'adesione e rimanendo elastico e modellabile in un ampio range di temperature.



Linguetta Easy2peel™

Cambio della placca più facile ed agevole

Questa linguetta non adesiva è parte della flangia dell'idrocolloide e rende più facile ottenere una presa salda sulla placca durante la sua rimozione.



Scelta della tipologia della placca e delle misure

Per una migliore adattabilità

Il range include placche piane, Convex e Profile, disponibili in un range di circonferenze che può accogliere aperture ampie fino a 80mm



Le linee di ritaglio

Permettono di adattare la placca alla forma dello stoma

Possono essere usate con la guida alla misurazione che si trova sulla confezione delle sacche per tagliare la perfetta apertura che si adatti a stomi di differenti forme e misure, riducendo l'irritazione cutanea e le potenziali perdite. Sono inoltre disponibili anche placche pretagliate.



LA COPERTURA ESTERNA

La copertura delle sacche è ultra morbida e idrorepellente

Disponibile opaca o trasparente.

Copertura con dorso sdoppiato

Una finestra nella parte posteriore della copertura rende più agevole il posizionamento e il controllo del contenuto




SACCHE PER COLOSTOMIA

Filtro Dual-Carb® 2

Riduce al minimo gli odori e l'effetto ballooning

Il filtro a carboni attivi è specificamente progettato e formulato per assorbire gli odori e consentire ai gas di disperdersi attraverso il filtro in modo naturale e senza odore.



SACCHE PER ILEOSTOMIA

Sistema di chiusura integrato


Rende agevole lo svuotamento e la pulizia.

Filtro Dual-Carb i

Riduce gli odori, l'effetto ballooning e le eventuali perdite

La maggior area di filtraggio del filtro a carboni permette il passaggio libero dell'aria eliminando così gli odori.

La membrana in PTFE è repellente verso liquidi e sostanze oleose riducendo in questo modo la possibilità di perdite.



SACCHE PER UROSTOMIA

Valvola di non ritorno

Previene il reflusso di urina e riduce il rischio di infezione

Rubinetto morbido flessibile

Si ripone in un alloggiamento "tap pocket" in modo che il profilo della sacca sia estremamente ridotto.



MONOPEZZO

Adatto a stomi regolari con un profilo peristomale che non richiede convessità



Aurum®

Le nostre sacche monopezzo con miele di Manuka presentano una placca piana. Sono disegnate per essere facili da applicare, rimuovere e svuotare, supportando il benessere della cute peristomale.




“

Non ho più cercato altro da quando uso questi prodotti. Mi danno la sicurezza di poter fare qualsiasi cosa desideri. Niente più perdite, nessuna irritazione, solo felicità.”

C.W, UK

Usa sacche da ileostomia Aurum®



Aurum® Stoma Cap

Ideale per coloro che praticano l'irrigazione o per chi ha una peristalsi regolare e prevedibile.

Può anche essere portata per brevi periodi per una maggiore discrezione, senza ridurre la sicurezza.

Per esempio durante le attività in acqua, mentre si pratica sport o durante i momenti di intimità.



La forma si adatta perfettamente al corpo rendendola quasi invisibile sotto gli abiti. ”

C.D. UK

Utilizzatore di Stoma Cap



Gamma di sacche Aurum® Monopezzo

Placca in idrocolloide contenente miele di Manuka	✓
Linguetta Easy2peel™ per una rimozione delicata della placca	✓
Placca piana	✓
Copertura ultra morbida a rapida asciugatura con finestra ispezionabile	✓
Linee guida di taglio sulla placca	✓

Sacche da Colostomia Aurum®

Filtro Dual-Carb® 2	✓
Sacche Midi e Maxi	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di misure: Mini 13 - 50 x 70mm, Midi/Maxi 13 - 60 x 80mm	✓

Sacche da ileostomia Aurum®

Filtro Dual-Carb® i	✓
Sistema di apertura integrale facilitato	✓
Sacche midi	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di misure: Mini 13 - 50 x 70mm, Midi/Maxi 13 - 60 x 80mm	✓

Sacche da urostomia Aurum®


Rubinetto morbido e flessibile	✓
Valvola di non ritorno	✓
Sacche Maxi	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di misure: 13 - 55mm	✓

Aurum® Stoma cap

Filtro Dual-Carb® 2	✓
Rivestimento Beige	✓
Sacche Mini	✓
Range di misure: 13 - 40 x 50mm	✓

2 PEZZI

Ideali per coloro che preferiscono cambiare la placca meno di frequente.



Aurum[®] 2

Le nostre sacche 2 pezzi Aurum[®]2 con miele di Manuka possono essere usate con una placca piana o convessa. Sono caratterizzate da un doppio sistema di sicurezza tra placca e sacca per garantire all'utilizzatore maggiore sicurezza.

“

Ho sempre utilizzato sacche monopezzo ma ho pensato di dare una chance al sistema due pezzi.. Vorrei averlo provato tempo fa perché è confortevole e si adatta perfettamente. ”

P. H, UK

Utilizzatore di sacche da urostomia Aurum[®]2



Possibilità di
scelta di placche
piane o
convesse.

Sistema unico "Dual security System" per una maggiore sicurezza

Per agganciare la sacca alla placca, connettere il bordo flessibile della sacca a quello della placca e poi assicurare il fissaggio usando l'anello adesivo.



Sistemi a 2 pezzi Aurum® 2

Placca in idrocolloide contenente miele di Manuka	✓
Linguetta Easy2peel™ per una rimozione delicata della placca	✓
Placca piana o convessa	✓
Copertura ultra morbida a rapida asciugatura con finestra ispezionabile	✓
Linee guida di taglio della placca	✓
Passanti integrati per cintura	✓

Sacche a fondo chiuso Aurum® 2 (Colostomia)

Filtro Dual-Carb® 2	✓
Sacche Maxi	✓
Anelli per aggancio da 45mm, 55mm, 70mm	✓
Rivestimento beige	✓
Range di misure placca piana: 13 - 65mm	✓
Range di misure placca Convex: 13 - 48mm	✓

Sacche svuotabili Aurum® 2 (Ileostomia)

Filtro Dual-Carb® i	✓
Sistema di apertura integrale facilitato	✓
Sacche midi	✓
Anelli per aggancio da 45mm, 55mm, 70mm	✓
Rivestimento beige	✓
Range di misure placca piana: 13 - 65mm	✓
Range di misure placca Convex: 13 - 48mm	✓

Sacche da urostomia Aurum® 2

Rubinetto morbido e flessibile	✓
Valvola di non ritorno	✓
Sacche Maxi	✓
Anelli per aggancio da 45mm, 55mm	✓
Rivestimento beige	✓
Range di misure placca piana: 13 - 50mm	✓
Range di misure placca Convex: 13 - 35mm	✓

GETTABILE NEL WC

Adatto a colostomie con un profilo peristomale regolare.



Aurum[®] Xtra

Le sacche Aurum[®] Xtra gettabili nel wc con miele di Manuka possono aiutare a tornare ad una gestione “normale” nell’uso del WC consentendo una maggiore sicurezza e libertà in viaggio e in situazioni di socialità.

Le sacche Aurum[®] Xtra hanno un sacchetto interno e una placca facilmente rimuovibili e smaltibili nel wc.

“

Un cambio più semplice, più veloce, che è più vicino alla normalità.”

K.M, UK

Utilizzatore di Aurum[®] Xtra

“

Le sacche gettabili nel wc mi hanno restituito la mia vita sociale che pensavo di aver perso per sempre in seguito alla mia operazione di stomia. Ora non ho preoccupazioni in merito allo smaltimento quando sono fuori casa...”

L.H, UK

Utilizzatore di Aurum[®] Xtra

Aurum® Xtra sacche da Colostomia

Placca in idrocolloide contenente miele di Manuka	✓
Linguetta Easy2peel™ per una rimozione delicata della placca	✓
Placca piana	✓
Copertura ultra morbida a rapida asciugatura con finestra ispezionabile	✓
Linee guida di taglio della placca	✓
Filtro Dual-Carb® 2	✓
Disponibile nelle misure Mini, midi e maxi	✓
Rivestimento beige	✓
Dimensioni apertura: 19-50mm	✓



Smaltimento facile e veloce

Opzione 1



1
Gettare l'involucro esterno del sacchetto nella pattumiera

2
Inserire il sacchetto biodegradabile interno e la placca nel WC e tirare l'acqua

oppure

Opzione 2



1
Gettare l'involucro esterno del sacchetto nella pattumiera

2
Separare la placca dal sacchetto interno biodegradabile e gettarlo nel WC



3
Gettare la flangia nel cestino

3
Gettare nel WC anche la placca separatamente dalla sacca

Biodegradabilità della placca e della sacca interna

La biodegradabilità è stata testata secondo standard del Regno Unito e internazionali.²

MONOPEZZO CONVEX

Adatto a stomie malposizionate che necessitano di un supporto per essere protruse.



Aurum® Convex

La nostra gamma di sacche Aurum® Convex con miele di Manuka sono state studiate con l'obiettivo di prevenire perdite e supportare la salute della pelle delle persone portatrici di stomie introflesse o retratte.

L'idrocolloide morbido della flangia si adatta al profilo corporeo grazie alla temperatura della cute, mentre una delicata pressione aiuta lo stoma a protrudere.

“

Aurum® Convex con Miele di Manuka è assolutamente geniale. Ho una stomia molto difficile, retratta, convessa e rivolta verso il basso. Dopo 2 anni di problemi costanti sono passato a questo prodotto e da allora non ho più cambiato. Il senso di sicurezza che dà non è secondo a nessuno e la mia pelle non è mai stata così bella.”

K.H, UK

Utilizzatore Aurum® Convesso








Gamma Aurum® Convex	
Placca in idrocolloide contenente miele di Manuka	✓
Linguetta Easy2peel™ per una rimozione delicata della placca	✓
Placca Convex	✓
Copertura ultra morbida a rapida asciugatura con finestra ispezionabile	✓
Linee guida di taglio della placca	✓
Passanti integrati per cintura	✓
Sacche Aurum® Convex a fondo chiuso (Colostomia)	
Filtro Dual-Carb® 2	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di diametri: 13 - 60 mm	✓
Sacche Aurum® Convex svuotabili (Ileostomia)	
Filtro Dual-Carb® i	✓
Sistema di apertura integrale facilitato	✓
Sacche Midi	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di diametri: 13 - 60 mm	✓
Sacche Aurum® Convex Urostomia	
Rubinetto morbido e flessibile	✓
Valvola di non ritorno	✓
Sacche Midi e maxi	✓
Disponibile opaca o trasparente	✓
Range di diametri: 13 - 60 mm	✓

Come funziona...

Aurum® Convex

La placca Aurum® Convex possiede una superficie morbida che può essere ripiegata, priva di qualsiasi elemento spigoloso in modo da assicurare una posizione ottimale e sicura rispetto allo stoma.

La placca convessa Aurum® fornisce una pressione gentile alla base dello stoma minimizzando il rischio di perdite e donando maggior comfort quando indossata



MONOPEZZO PROFILE

Ideale per ernie parastomali e irregolarità peristomali



Aurum® Profile

La gamma di prodotti Aurum® Profile monopezzo con miele di Manuka possiede una placca morbida e modellabile tale da renderla ideale per le persone con ernie parastomali o irregolarità cutanee peristomali .

Studiata per fornire una tenuta sicura anche in presenza di irregolarità cutanee quali pieghe, cicatrici, la morbida flangia modellabile riduce la necessità di paste o anelli.

“

Trovo che questo prodotto mi garantisce un maggior comfort ed è l'unico a essere in grado di modellarsi esattamente attorno alla mia ernia. È morbida da indossare, non è dura come altre tipologie di placche ed ha in più tutti i vantaggi del miele di Manuka. Sarei perso senza questo prodotto. Non posso che elogiarlo.”

K.H, UK

Utilizza placche per Colostomia Aurum® Profile

“

Ho un'ernia molto grande che non può essere operata, quindi continua a diventare più grande di giorno in giorno... devo indossare un supporto che eserciti una corretta pressione sulla sacca. Di tutte le sacche che ho usato, questa è di gran lunga la più comoda.”

P.C, UK

Utilizza sacche per ileostomia Aurum® Profile





Come funziona la placca Aurum® Profile

La placca flessibile può essere piegata e modellata sui contorni del corpo, riuscendo a gestire avvallamenti, pieghe o protuberanze prevenendo in questo modo eventuali perdite. E' priva di bordi rigidi o superfici che potrebbero potenzialmente ferire lo stoma o il tessuto circostante, donando maggior comfort a chi la indossa.

Per adattarsi in modo sicuro e delicato intorno a ernie parastomali o altri rigonfiamenti, la placca può essere invertita



Tutta la gamma Aurum® Profile possiede

Flangia idrocolloidale con Miele di Manuka	✓
Linguetta Easy2peel™ per una rimozione delicata della placca	✓
Placca Profile	✓
Copertura ultra morbida a rapida asciugatura con finestra ispezionabile	✓
Linee guida di taglio della placca	✓
Passanti integrati per cintura	✓

Sacche a fondo chiuso Aurum® Profile (Colostomia)

Filtro Dual-Carb® 2	✓
Sacche Midi	✓
Rivestimento opaco o trasparente	✓
Range di misure: 13 - 60mm	✓

Sacche svuotabili Aurum® Profile (Ileostomia)

Filtro Dual-Carb® i	✓
Sistema di apertura integrale facilitato	✓
Sacche Midi	✓
Rivestimento opaco o trasparente	✓
Range di misure: 13 - 60mm	✓

Sacche da urostomia Aurum® Profile

Rubinetto morbido e flessibile	✓
Valvola di non ritorno	✓
Sacche Midi	✓
Rivestimento opaco o trasparente	✓
Range di misure placca piana: 13 - 48mm	✓

ACCESSORI

Adatti ai portatori di stomia che necessitano di una maggiore sicurezza


Gli elementi essenziali per la cura dello stoma

I nostri prodotti per la cura della stomia delicati sulla pelle con miele di Manuka offrono comfort e sicurezza extra contro le perdite.

16



► Visita www.wellandmedical.com per richiedere campionature gratuite.



Anelli HyperSeal®

con Miele di Manuka

Adatti soprattutto ai portatori di stomia che hanno difficoltà a creare un buon sigillo attorno alla stomia a causa di superfici cutanee irregolari, cicatrici e per stomia retratti. Questi anelli amici della pelle possono essere utilizzati come alternativa alla pasta per fornire una maggiore sicurezza.

Gli anelli, realizzate con il nostro idrocolloide possono essere piegati, allungati e sagomati per:

- Proteggere le aree delicate della pelle intorno allo stoma, comprese le fistole
- Migliorare la tenuta della flangia sullo stoma modellandosi al meglio ai contorni della pelle per creare una superficie più uniforme a cui la flangia può aderire
- Dimensioni disponibili: 2,5 mm di spessore - 50 mm e 100 mm diametro esterno, 4 mm di spessore - 50 mm diametro esterno

“

Sono così flessibili e facili da usare che grazie al loro utilizzo non ho più avuto problemi con le sacche.”

P.C, UK


Utilizza gli anelli HyperSeal®

“

Ho avuto problemi di perdite dall'area intorno alla mia ernia. Il mio stomaterapista mi ha consigliato questo prodotto riuscendo a ridurre la mia perdita del 95%. Un ulteriore vantaggio è stato che il miele ha anche migliorato le condizioni della pelle.”

D.G, UK

Utilizza Estensori di flangia HydroFrame® Mini



Estensori di flangia HydroFrame®

con Miele di Manuka

Questi estensori di flangia forniscono maggiore sicurezza e supporto in caso di irregolarità cutanee o specifiche attività quotidiane. Aiutano a prevenire le perdite donando agli utilizzatori una maggiore sicurezza e sono facili da applicare.

Realizzati con il nostro idrocolloide, questi estensori sono particolarmente utili se una persona portatrice di stomia ha bisogno di maggiore sicurezza attorno a un'ernia o vuole proteggere un'area della pelle da possibili perdite.



HydroFrame® Mini - Estensori di Flangiar

con Miele di Manuka

- Proteggono piccole aree di cute sensibile contro eventuali perdite
- Sono in grado di realizzare uno strato protettivo a livello dell'attacco della cintura

GUIDA PER LA SCELTA DELLA FLANGIA

La guida evidenzia il tipo di flangia più adatta, a seconda della forma e della posizione dello stoma sul piano addominale.

Questa guida grafica è stata progettata per aiutare lo stomaterapista a selezionare il prodotto tenendo presente il suo giudizio clinico a seguito della valutazione del paziente.




Adatto a una Placca **piana**

Stomie che sporgono e hanno una superficie peristomale uniforme e piana

Utilizza **Aurum®**, **Aurum® 2** o **Aurum® Xtra**

Questi hanno tutti una flangia **piana**



Adatto a una placca **Convessa**

Stomie difficili da vedere e che necessitano di aiuto per protrudere

Utilizza **Aurum® Convex** or **Aurum® 2** placca convessa

Questi hanno tutti una placca **convessa**






Adatto a una placca **Profile**

Stomie con ernia o che sono circondati da irregolarità cutanee, cicatrici o pieghe, rendendo inadatta una flangia piana

Usa **Aurum® Profile**





RIFERIMENTI

Page 3

1. Mandal, M. & Madel, S. (2011) Honey: its medicinal property and anti-bacterial activity. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*. 1(2) 154-160.

Page 11


2. Data held on file.



Aurum® Colostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura sacca
XMHCM513	30	972062083	13 - 60 x 80mm	Opaca	MIDI
XMHCM713	30	972062095	13 - 60 x 80mm	Trasparente	MIDI
XMHCL513	30	926591544	13 - 60 x 80mm	Opaca	MAXI
XMHCL713	30	926591595	13 - 60 x 80 mm	Trasparente	MAXI
XMHCL525	30	926591557	25 mm	Opaca	MAXI
XMHCL532	30	926591569	32 mm	Opaca	MAXI
XMHCL538	30	926591571	38 mm	Opaca	MAXI
XMHCL544	30	926591583	44 mm	Opaca	MAXI

20



Aurum® Ileostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura sacca
XMHDM513	30	926591607	13 - 60 x 80 mm	Opaca	MIDI
XMHDM713	30	926591658	13 - 60 x 80 mm	Trasparente	MIDI
XMHDM525	30	926591619	25 mm	Opaca	MIDI
XMHDM532	30	926591621	32 mm	Opaca	MIDI
XMHDM538	30	926591633	38 mm	Opaca	MIDI
XMHDM544	30	926591645	44 mm	Opaca	MIDI

Aurum® Urostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura Sacca
XMHUL513	10	926591660	13mm-55mm	Opaca	Maxi
XMHUL713	10	926591672	13mm-55mm	Trasp.	Maxi
XMHUL719	10	926591684	19mm	Trasp.	Maxi
XMHUL722	10	926591696	22mm	Trasp.	Maxi
XMHUL725	10	926591708	25mm	Trasp.	Maxi
XMHUL729	10	926591710	29mm	Trasp.	Maxi
XMHUL732	10	926591722	32mm	Trasp.	Maxi
XMHUL735	10	926591734	35mm	Trasp.	Maxi
XMHUL738	10	926591746	38mm	Trasp.	Maxi



Aurum® Tappo per Stomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca
XMHSS513	30	926591759	13mm-40x50mm	Opaca



Aurum® 2



Aurum® 2 Sacche da Colostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura Sacca
XMH2C145	30	970279307	45mm	Opaca	Maxi
XMH2C155	30	970279319	55mm	Opaca	Maxi
XMH2C170	10	970279321	70mm	Beige	Maxi



Aurum® 2 Sacche da Ileostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura Sacca
XMH2D545	30	970279333	45mm	Opaca	Midi
XMH2D555	30	970279547	55mm	Opaca	Midi
XMH2D170	10	970279550	70mm	Opaca	Maxi
XMH2D145	30	972062107	45 mm	Opaca	Maxi
XMH2D155	30	972062133	55 mm	Opaca	Maxi



Aurum® 2 Sacche da Urostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Trasp/Opaca	Misura Sacca
XMH2U145	15	970279345	45mm	Opaca	Maxi
XMH2U155	15	970279358	55mm	Opaca	Maxi
XMH2U345	15	971139795	45mm	Trasp.	Maxi
XMH2U355	15	971139807	55mm	Trasp.	Maxi

Aurum® 2 Placche piane

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diam. Flangia	Diametro
XMH2F413	5	970279004	45mm	13mm - 40mm
XMH2F425	5	970279016	45mm	25mm
XMH2F429	5	970279028	45mm	29mm
XMH2F432	5	970279030	45mm	32mm
XMH2F435	5	970279042	45mm	35mm
XMH2F438	5	970279055	45mm	38mm
XMH2F513	5	970279067	55mm	13mm - 50mm
XMH2F538	5	970279079	55mm	38mm
XMH2F544	5	970279081	55mm	44mm
XMH2F713	5	970279093	70mm	13mm - 65mm



Aurum® 2 Placche convesse

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diam. Flangia	Diametro
XMH2NF413	5	970279170	45mm	13mm - 25mm
XMH2NF513	5	970279182	55mm	13mm - 35mm
XMH2NF525	5	970279194	55mm	25mm
XMH2NF529	5	970279206	55mm	29mm
XMH2NF532	5	970279218	55mm	32mm
XMH2NF535	5	970279220	55mm	35mm
XMH2NF713	5	970279232	70mm	13mm - 48mm



Aurum® 2 Placche piane da Urostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diam. Flangia	Diametro
XMH2UF413	5	970279105	45mm	13mm - 40mm
XMH2UF425	5	970279117	45mm	25mm
XMH2UF429	5	970279129	45mm	29mm
XMH2UF432	5	970279131	45mm	32mm
XMH2UF435	5	970279143	45mm	35mm
XMH2UF438	5	970279156	45mm	38mm
XMH2UF513	5	970279168	55mm	13mm - 50mm

Aurum® 2 Placche convesse da Urostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diam. Flangia	Diametro
XMH2NUF413	5	970279244	45mm	13mm - 25mm
XMH2NUF513	5	970279257	55mm	13mm - 35mm
XMH2NUF525	5	970279269	55mm	25mm
XMH2NUF529	5	970279271	55mm	29mm
XMH2NUF532	5	970279283	55mm	32mm
XMH2NUF535	5	970279295	55mm	35mm

Aurum® Xtra




Aurum® Xtra

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Diametro	Dimensioni sacca	Trasp/Opaca
XMHFS519	30	980082770	19 - 50 mm	Mini - 60 ml	Opaca
XMHFM519	30	980082857	19 - 50 mm	Midi - 110 ml	Opaca
XMHFL519	30	980082871	19 - 50 mm	Maxi - 200 ml	Opaca

24

Aurum® Convex



Aurum® Convex Colostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHNCS513	10	973285202	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHNCS713	10	973285315	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHNCS513	10	973285214	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHNCS525	10	973285238	35mm	Midi	25mm	Opaca
XMHNCS529	10	973285240	35mm	Midi	29mm	Opaca
XMHNCS532	10	973285253	35mm	Midi	32mm	Opaca
XMHNCS535	10	973285265	35mm	Midi	35mm	Opaca
XMHNCS713	10	973285327	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHNCL513	10	973285226	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHNCL532	10	973285277	48mm	Midi	32mm	Opaca
XMHNCL535	10	973285289	48mm	Midi	35mm	Opaca
XMHNCL538	10	973285291	48mm	Midi	38mm	Opaca
XMHNCL544	10	973285303	48mm	Midi	44mm	Opaca
XMHNCL713	10	973285339	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp

► Visita www.wellandmedical.com per richiedere campionature gratuite.

Aurum® Convex Ileostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHNDS513	10	973285341	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHNDS713	10	973285455	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHNDM513	10	973285354	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHNDM525	10	973285378	35mm	Midi	25mm	Opaca
XMHNDM529	10	973285380	35mm	Midi	29mm	Opaca
XMHNDM532	10	973285392	35mm	Midi	32mm	Opaca
XMHNDM535	10	973285404	35mm	Midi	35mm	Opaca
XMHNDM713	10	973285467	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHNDL513	10	973285366	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHNDL532	10	973285416	48mm	Midi	32mm	Opaca
XMHNDL535	10	973285428	48mm	Midi	35mm	Opaca
XMHNDL538	10	973285430	48mm	Midi	38mm	Opaca
XMHNDL544	10	973285442	48mm	Midi	44mm	Opaca
XMHNDL713	10	973285479	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp



25

Aurum® Convex Urostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHNUS313	10	975596305	25mm	Maxi	13-25mm	Trasp
XMHNUM313	10	975596317	35mm	Maxi	13-35mm	Trasp
XMHNUL313	10	975596533	48mm	Maxi	13-48mm	Trasp
XMHNUS513	10	973285481	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHNUS713	10	973285517	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHNUM513	10	973285493	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHNUM713	10	973285529	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHNUL513	10	973285505	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHNUL713	10	973285531	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp



Aurum® Profile



Aurum® Profile Colostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHCCS513	10	973284868	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHCCS713	10	973284971	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHCCM513	10	973284870	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHCCM525	10	973284894	35mm	Midi	25mm	Opaca
XMHCCM529	10	973284906	35mm	Midi	29mm	Opaca
XMHCCM532	10	973284918	35mm	Midi	32mm	Opaca
XMHCCM535	10	973284920	35mm	Midi	35mm	Opaca
XMHCCM713	10	973284983	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHCCL513	10	973284882	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHCCL532	10	973284932	48mm	Midi	32mm	Opaca
XMHCCL535	10	973284944	48mm	Midi	35mm	Opaca
XMHCCL538	10	973284957	48mm	Midi	38mm	Opaca
XMHCCL544	10	973284969	48mm	Midi	44mm	Opaca
XMHCCL713	10	973284995	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp

26



Aurum® Profile Ileostomia

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHCDS513	10	973285000	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHCDS713	10	973285113	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHCDS513	10	973285012	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHCDS525	10	973285036	35mm	Midi	25mm	Opaca
XMHCDS529	10	973285048	35mm	Midi	29mm	Opaca
XMHCDS532	10	973285051	35mm	Midi	32mm	Opaca
XMHCDS535	10	973285063	35mm	Midi	35mm	Opaca
XMHCDS713	10	973285125	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHCDS513	10	973285024	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHCDS532	10	973285075	48mm	Midi	32mm	Opaca
XMHCDS535	10	973285087	48mm	Midi	35mm	Opaca
XMHCDS538	10	973285099	48mm	Midi	38mm	Opaca
XMHCDS544	10	973285101	48mm	Midi	44mm	Opaca
XMHCDS713	10	973285137	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp

Aurum® Profile Urostomia


Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Inizio Convessità	Misura Sacca	Diametro	Trasp/Opaca
XMHCUS313	10	975596279	25mm	Maxi	13-25mm	Trasp
XMHCUM313	10	975596281	35mm	Maxi	13-35mm	Trasp
XMHCUL313	10	975596293	48mm	Maxi	13-48mm	Trasp
XMHCUS513	10	973285149	25mm	Midi	13mm - 25mm	Opaca
XMHCUS713	10	973285176	25mm	Midi	13mm - 25mm	Trasp
XMHCUM513	10	973285152	35mm	Midi	13mm - 35mm	Opaca
XMHCUM713	10	973285188	35mm	Midi	13mm - 35mm	Trasp
XMHCUL513	10	973285164	48mm	Midi	13mm - 48mm	Opaca
XMHCUL713	10	973285190	48mm	Midi	13mm - 48mm	Trasp



Aurum® Accessori

Anelli Hyperseal

Codice Prodotto	Confezione	PARAF	Spessore	Diam. esterno
XMHWA300	20	926618087	2,5 mm	50mm
XMHWA400	20	926618101	4 mm	50mm
XMHWA350	5	926618087	2,5 mm	100mm



Estensori Hydroframe

CODARTICOLO	Confezione	PARAF	Misure
XMHWAFH33	20	926618125	Classico
XMHWAFM33	30	926618149	Mini



Aurum[®]

Per campioni di uno qualsiasi dei nostri prodotti Aurum[®] o elementi essenziali per la cura dello stoma con miele di Manuka, o per discutere di domande cliniche sul loro utilizzo, Contatta Teleflex o Welland Medical

**Oppure richiedi un campione:
800-382643**

Teleflex

TELEFLEX MEDICAL S.R.L. Via Torino 5 · 20814 Varedo (MB)
Tel: +39 0362 58 901 info.it@teleflex.com

All products marked [®], Aurum[®], Welland[®] and the Welland logo[™] are trademarks of CliniMed (Holdings) Ltd.
*Data held on file.

CE

